

**equil**<sup>TM</sup>



[www.equil.pl](http://www.equil.pl)



**800 800 619**

Infolinia **bezpłatna**, czynna **24h / 7 dni**

**NOWOŚĆ**

**equil**<sup>TM</sup>

**Mikro pompa  
insulinowa**

*Bezdrutowa*



**Mapa pilota sterującego**



### HISTORIA

- Dzienniczek (uwzględnia m.in.: średnią wartość SG, węglowodany, dawkę insuliny, % udział bolusa, widoczne wszystkie podjęte działania)
- AVG - średnia dobowa z 7, 14, 30, 60 i 90 dni

### WSTRZYMAJ / STOP

- Wstrzymaj (bez cofnięcia pompy)
- Zatrzymaj (cofnięcie pompy)

### USTAWIENIA

- Kreator ustawień
- Ustawienia SG
- Ustawienia podaży insuliny
- Ustawienia ogólne

- Data i godzina
- Zegar 24-godzinny
- Ustawienia dawki bazowej
  - Maksymalna dawka bazowa
  - Podstawowa dawka bazowa
  - Tymczasowa dawka bazowa
- Ustawienia bolusa
  - Przyrost bolusa
  - Maksymalny bolus
  - Bolus złożony
- Zaawansowane ustawienia bolusa
  - Bolus szybki
  - Przyrost bolusa szybkiego
  - Kalkulator bolusa
  - Domyślny zakres SG
  - Domyślny przelicznik węglowodanowy
  - Domyślna wrażliwość na insulinę
  - Czas aktywnej insuliny
  - Korekta ujemna
- Ustawienia alarmów
  - Próg niskiego poziomu
  - Automatyczne wyłączenie

- Data i godzina
- Informacje o urządzeniu
- Język
- Karta SD
  - Całkowita pojemność
  - Wolne miejsce
  - Eksport historii
- Wyświetlacz
  - Jasność
  - Wygaszacz ekranu
- Użytkownik
  - Nazwa użytkownika
  - Hasło
  - Kontakt
  - Przywróć ustawienia fabryczne
- Dźwięk
  - Dźwięk
  - Wibracje
- Bluetooth

- Ustawienia powiadomień SG
- Kalkulator bolusa
  - Docelowe SG
  - Przelicznik węglowodanowy
  - Wrażliwość na insulinę
  - Czas aktywnej insuliny
  - Korekta ujemna
- Maksymalna dawka bazowa
- Podstawowa dawka bazowa
- Tymczasowa dawka bazowa
- Dawka bolusa
- Przyrost bolusa
- Maksymalny bolus
- Bolus złożony
- Bolus szybki
- Przyrost bolusa szybkiego
- Próg alarmu niskiego poziomu w zbiorniku
- Automatyczne wyłączenie

### PASEK STANU

- Dane mikro pompy
- Dane pilota

- Nazwa użytkownika
- Nr seryjny pompy
- Pozostała insulina
- Bateria pompy
- Stan łącza
- Bateria pilota

### BOLUS

- Bolus zwykły
- Bolus złożony
- Nastawa 1, 2, 3

### BAZA

- 7 profili
- Profil aktywny
- Tymczasowa dawka bazowa
- Zmień ustawienia

\* zmiana ustawień również przy zmianie pozycji pilota

### OBSŁUGA

- Wymień zbiornik / baterię
- Wprowadź odczyt SG
- Wymień pompę
- Baza danych żywności
- Odtwarzacz audio

\* konieczne posiadanie plików na wcześniej wprowadzonej karcie SD

- wprowadzenie, oznaczenie i zapisanie odczytu SG
- \* po zapisaniu SG opcja włączona: kalkulator bolusa
- 8 grup produktów
- możliwe dodawanie własnych danych



### PRZYCISKI FUNKCYJNE

MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.  
No. 108 Liuze St., Cangqian,  
Yuhang District, Hangzhou,  
311121 Zhejiang, China

Lotus NL B.V.  
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd,  
2595AA, Haga, Holandia  
Importer: Synaptis Industrial Sp. z o.o.  
ul. Forteczna 35-37  
87-100 Toruń

CE 0197 Wyrób medyczny

W celu uzyskania pełnych informacji należy zapoznać się z oznakowaniem opakowania i (lub) instrukcją używania.