

Lekarz
Pieczętka i podpis lekarza

Pacjent
Imię i nazwisko pacjenta

USTAWIENIA BOLUSA

Przyrost bolusa

Maksymalny bolus (1-35 j)

Bolus złożony

KALKULATOR BOLUSA (funkcja dostępna po włączeniu)

Domyślny docelowy zakres SG (70-250 mg/dl)

Domyślna wrażliwość na insulinę (1-300 mg/dl)

Domyślny przelicznik węglowodanowy (1-150 g/l)

Czas aktywnej insuliny: Korekta ujemna:

Próg alarmu niskiego poziomu (10-50 j)

Automatyczne wyłączenie

WRAŻLIWOŚĆ NA INSULINĘ

Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Docelowe SG	Wrażliwość na insulinę
		 mg/dl
		 mg/dl
		 mg/dl
		 mg/dl
		 mg/dl
		 mg/dl

PRZELICZNIK WĘGLOWODANOWY

Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Wartość przelicznika	g/l j



CE 0197
Wyrób medyczny



USTAWIENIA DAWKI BAZOWEJ

Maksymalna dawka bazowa (0,1-35 j/h)

Podstawowa dawka bazowa (0,025-35 j/h)

Tymczasowa dawka bazowa

j/h

%



CE 0197

Wyrób medyczny



Dawka bazowa	Profil 1	Profil 2	Profil 3	Profil 4	Profil 5	Profil 6	Profil 7
00:00 - 01:00							
01:00 - 02:00							
02:00 - 03:00							
03:00 - 04:00							
04:00 - 05:00							
05:00 - 06:00							
06:00 - 07:00							
07:00 - 08:00							
08:00 - 09:00							
09:00 - 10:00							
10:00 - 11:00							
11:00 - 12:00							
12:00 - 13:00							
13:00 - 14:00							
14:00 - 15:00							
15:00 - 16:00							
16:00 - 17:00							
17:00 - 18:00							
18:00 - 19:00							
19:00 - 20:00							
20:00 - 21:00							
21:00 - 22:00							
22:00 - 23:00							
23:00 - 24:00							
Suma							